

Clax Hypo

ქლორზე დაფუძნებული სარეცხი საშუალება

აღწერა: CLAX HYPO არის სტაბილიზირებული ქლორის შემცველი მათეთრებელი. ეს პროდუქტი გამოიყენება პროფესიონალურ თეთრეულის სამრეცხაოებში.

სამრეცხაოში გამოყენება:

CLAX HYPO არის ეფექტური დაბალი ტემპერატურის მათეთრებელი სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ჰიპოქლორიტზე, ტუტზე და მათეთრებლის სტაბილიზატორებზე. ეს არის ძალიან თხელი სითხე, რაც მას ადვილად ამოტუმბავს და უზრუნველყოფს სარეცხი ხსნარის ოპტიმალურ მიწოდებას (სამრეცხაოში არსებული სპეციალური დოზატორის სისტემით). ეს პროდუქტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა ტიპის თეთრ ქსოვილსა და ქლორთან თავსებად საღებავებზე. კარგი მათეთრებლის ეფექტის მისაღწევად და ამავედროულად ქსოვილის მინიმალური დაზიანებისთვის, სარეცხი ხსნარის ტემპერატურა უნდა იყოს 50°C-ზე დაბალი.

გარდა ამისა, CLAX HYPO უზრუნველყოფს კარგ ჰიგიენას, იმ პირობით, რომ ტემპერატურა და pH პირობები შეხების დროს შესაბამის დროს შეესაბამება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ტიპის მათეთრებელი არ უნდა იქნას გამოყენებული ქლორჰექსიდინთან. რეკომენდებულია ქლორის კონტაქტის თავიდან აცილება სარეცხ ხსნარში არსებულ ფერმენტების შემცველ პროდუქტთან. ფერმენტები ინაქტივირდება ქლორის ზემოქმედებით.

მთავარი თვისებები:

- შესანიშნავი გამათეთრებელი ყველა ტიპის თეთრი ქსოვილისთვის
- ადვილად დოზირებადი
- მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად გამოყენებისას ქსოვილს მინიმალურ დაზიანებას იწვევს.
- უზრუნველყოფს კარგ ჰიგიენას

სარგებელი:

- ეფექტურია ყველა წყლის პირობებში.
- ზღუდავს კოროზიის რისკს.
- ეკონომიური დოზირების კონტროლი, ბარაზნის ხანგრძლივი მუშაობის ვადა.

დოზირება:

დოზირება: 3 – 15 მლ თითო კილოგრამ სარეცხი დატვირთვისთვის, მსუბუქიდან მძიმე ლაქებამდე. მაქსიმალური ტემპერატურა 60°C.

დოზირება შეიძლება განსხვავდებოდეს დაბინძურების ხარისხის მიხედვით.

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ფერად ქსოვილზე!

ტექნიკური მონაცემები:

გარეგნული ფორმა: ყვითელი სითხე

pH (ხსნარი): 11-12

შედარებითი სიმკვრივე (20°C): 1,05-1,15

ზემოთნახსენები მონაცემები წარმოადგენენ ტიპურ სიდიდეებს და სპეციფიკაციებად არ უნდა განიხილებოდნენ.

უსაფრთხო გამოყენება და შენახვა:

პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენებისა და გადამუშავების სრული ინსტრუქცია მოცემულია ცალკე მონაცემთა უსაფრთხოების ფურცელ-ში.

შეინახეთ ორიგინალურ კონტეინერში. მოარიდეთ მაღალ ტემპერატურას.

შპს კლინტექ; ს/კ 204442451

მისამართი: ქ.თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის

გზატკეცილი #68ა

ტელ: +995 (595) 608 778

www.zoma.ge; info@zoma.ge

